



MANUAL DE LABORATORIO			
FORMATO:	CONTROL TEMPERATURA NEVERA		
Levantamiento: Agoto de 2010	Aprobación: Octubre de 2010	Código: F-CE-M-08	Página: -1 de 1
			Versión: 01

SERVICIO: LABORATORIO CLINICO MARCA _____
 MES _____ AÑO _____ RESPONSABLE _____

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	
18°																															
17°																															
16°																															
15°																															
14°																															
13°																															
12°																															
11°																															
10°																															
9°																															
8°																															
7°																															
6°																															
5°																															
4°																															
3°																															
2°																															
1°																															
0°																															
-1°																															
HORA DE LECTURA																															
RESPONSABLE DEL ASEO																															

FIRMA _____
 REGISTRO SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

LIMITES DE TEMPERATURA

	MIN	MAX
LABORATORIO	2°	8°

NOTA 1: SE GRAFICA LA TEMPERATURA MAXIMA EN COLOR ROJO, LA MINIMA EN AZUL, Y LA ACTUAL EN NEGRO

DIARIO: Registro de temperatura. Debe realizarse siempre a la misma hora todos los días. Ajustarla si es necesario según límites de Temperatura establecidos. Verificación del estado del termómetro.

MENSUAL LABORATORIO CLÍNICO: Realizar una limpieza externa y una desinfección interna con hipoclorito de sodio al 1%.
 Descongelación de refrigeradores. (Si aplica). Fecha de la ultima descongelación: _____